



# RehabiTech

REHABILITATION TECHNOLOGICAL CORPORATION

## ライト・ヒップ・ブレース

股関節手術後の固定装具として歩行、移動時のサポートに



### 特徴

- 1 セミリジットタイプのため脱着が容易。優れたフィット感。
- 2 継手は、屈曲、伸展、両方向でのROM設定が可能。任意の角度でロックがかけられます。
- 3 骨盤部、大腿部には長さが調整できるスライド機構付。
- 4 左右別・サイズ大・小・特小有。  
◎大 158cm~175cm  
◎小 158cm~以下  
◎特小 145cm以下かつ大腿部周径30cm以下
- 5 ベルトは、どの位置でも設定可能な強力移動式マジックを使用。
- 6 外転角の初期設定は15度。

※ご用命の際は、出入りされています義肢装具製作者様におたずねください。

### 股関節専用ダイヤルロック継手

完成用部品 リハビリテックA-2-2を使用



継手単体での販売もいたしております

※調節スライド穴はありません。

18×5 (mm)  
A-2017ジュラルミン製

ISO 9001 認証取得企業

必要とされるひとに 必要とされるものを 必要とときに...

クリニカル  
アドバイザー



## 株式会社 洛北義肢

〒603-8487 京都市北区大北山原谷乾町22-16  
TEL.075-462-0195 FAX.075-463-2140



販売

## 株式会社 リハビリテック

〒603-8487 京都市北区大北山原谷乾町22-16  
TEL.075-464-0034 FAX.075-464-0044  
E-mail info@rehabitech.co.jp